

## Lampade UV portatili (con finestrella di emissione)

Affiggere sulla porta di ingresso pittogramma indicante la presenza di raggi UV.  
Affiggere sulla lampada o sul suo contenitore le seguenti avvertenze:

### Utilizzata in spazio aperto



#### **Presenza di raggi UV**

- Esposizione diretta nociva anche per tempi molto brevi
- Utilizzare i DPI: maschera facciale, camice e guanti
- Non rivolgere mai il fascio verso le persone
- Non rivolgere il fascio verso superfici riflettenti

### Utilizzo in box schermante



#### **Presenza di raggi UV**

- Esposizione diretta nociva anche per tempi molto brevi
- Accendere la lampada solo dopo aver posizionato campione e lampada nel box schermante
- Spegnerla la lampada prima di togliere il campione dal box

## Lampade luce BLU portatili

Affiggere sulla porta di ingresso pittogramma indicante la presenza di radiazioni ottiche artificiali (Radiazione BLU).

Affiggere sulla lampada o sul suo contenitore le seguenti avvertenze:



### **Presenza di radiazione ottiche artificiali**

- Esposizione alla radiazione diretta nociva anche per tempi molto brevi
- Utilizzare i DPI specifici per luce BLU (occhiali o maschera facciale)
- Non rivolgere mai il fascio verso le persone
- Non rivolgere il fascio verso superfici riflettenti

## Lampade IR portatili

Affiggere sulla porta di ingresso pittogramma indicante la presenza di raggi IR.

Affiggere sulla lampada o sul suo contenitore le seguenti avvertenze:



### **Presenza di radiazione ottiche artificiali**

- Esposizione alla radiazione diretta nociva anche per tempi molto brevi
- Utilizzare i DPI: occhiali/maschera facciale
- Non rivolgere mai il fascio verso le persone
- Non rivolgere il fascio verso superfici riflettenti